


Instrukcja pobierania próbki ziarna

AgraLab – szybkie analizy, pewne decyzje



1. Zestaw pobraniowy AgraLab do badania ziarna

Po złożeniu zamówienia na agralab.pl sam wybierasz terminy:

	Termin dostawy	Termin odbioru
Dostawa zestawu	Dowolny, wskazany przez Ciebie dzień	-
Odbiór paczek	-	Dowolny dzień (poniedziałek – czwartek)

W zestawie znajdziesz:

- ✓ Worek AgraLab do próbki ziarna (zamykany strunowo)
- ✓ Formularz identyfikacyjny partii zboża
- ✓ Karton do zwrotu próbki
- ✓ Instrukcja

2. Przygotuj narzędzia

- ✓ Sonda do ziarna lub czysta łopatka
- ✓ Czyste wiadro lub pojemnik do mieszania próbki
- ✓ Marker permanentny lub długopis

3. Pobieranie próbek krok po kroku

Krok	Co robisz?	Wskazówki
(1.) Zidentyfikuj partię	wybierz jednorodne zboże z silosu, worków, przyczepy itp.	Każda partia = osobna próbka
(2.) Pobierz próbki cząstkowe	Z minimum 5–7 różnych miejsc (góra, środek, dół)	Np. sondą lub ręcznie
(3.) Wymieszaj próbkę	Wsyp wszystko do wiadra, usuń zanieczyszczenia	Wymieszaj dokładnie
(4.) Odmierz próbkę zbiorczą	Wybierz ok. 1 kg suchego ziarna	

4. Instrukcja użycia worka AgraLab

- 1 Zerwij zabezpieczenie i rozchyl boki worka.
- 2 Wsyp ok. 1 kg ziarna (nie więcej niż $\frac{3}{4}$ wysokości worka).
- 3 Usuń powietrze i zamknij worek szczelnie strunowym zamkiem.
- 4 Usuń powietrze, wygładzając worek dłonią.
- 5 Oznacz próbkę bezpośrednio na worku (markerem lub trwałym długopisem):
Zam. #XXXX | Partia X | Próbką A

Przykład: Zam. #20677 | Pszenica 2025 | Próbką A
Jeśli pobierasz więcej próbek z tej samej partii: Próbką B, C itd.

- 6 Wypełnij formularz identyfikacyjny i dołącz go do przesyłki.

* Pisz wyłącznie na suchej powierzchni worka – unikniesz rozmazania.

5. Pakowanie i wysyłka

- 1 Wydrukuj etykietę zwrotną, którą otrzymasz na podany w zamówieniu adres email co najmniej 24 godziny przed przyjazdem kuriera.
- 2 Włóż opisany worek oraz formularz do oryginalnego kartonu AgraLab.
- 3 Zaklej karton taśmą pakową (wzór litery H).
- 4 Naklej etykietę zwrotną na karton.
- 5 Przechowuj paczkę w suchym, chłodnym miejscu (temp. $\leq 20^{\circ}\text{C}$).
- 6 Kurier odbierze ją w ustalonym przez Ciebie terminie.

6. Ważne wskazówki

- ✓ **Ziarno musi być suche – wilgotność maks. 14%.**
- ✓ Nie pobieraj ziarna z oznakami pleśni.
- ✓ Nie używaj własnych opakowań – tylko worek AgraLab gwarantuje szczelność.
- ✓ Pobierz próbkę nie później niż 24 h przed wysyłką, by uniknąć kondensacji.

